

ZEITGARD Anti-Age-Produkte

Die ZEITGARD Anti-Age-Produkte enthalten zwei neuartige Wirkstoffkomplexe. Beide sind individuell hochwirksam. In Kombination ergänzen sie sich optimal und können so die spürbaren und nachhaltigen Effekte erzielen. Für unsere Behandlung haben wir 3 Produkte entwickelt: das EYE Serum sowie das Hydrating Cream-Gel für anfängliche Hautalterungserscheinungen und das Restructuring Cream-Gel für die reifere Haut.

EYE SERUM für alle Hauttypen

Die Textur ist speziell für die empfindliche Haut um die Augenpartie entwickelt worden. In diesem Gesichtsbereich geht es besonders darum, die Haut mit intensiven Wirkstoffen zu versorgen und so die eigene Hautregeneration anzukurbeln. Feine Fältchen werden geglättet, die Augenpartie wirkt entspannt.



HYDRATING CREAM-GEL Bei anfänglichen Hautalterungserscheinungen

Das Hydrating Cream-Gel versorgt die Hautzellen mit neuer Energie. Die Konturen werden gefestigt und das Hautbild wirkt strahlender, ebenmäßiger und jünger.



RESTRUCTURING CREAM-GEL Für reifere Haut

Das Restructuring Cream-Gel sorgt für die Reduzierung der Faltentiefe. Die Festigkeit der Hautschichten wird optimiert und das Erscheinungsbild vorhandener Falten deutlich verringert. So wird einem Elastizitätsverlust der Haut entgegengewirkt.



ODER

WISSENSCHAFTLICHE ERKENNTNISSE



Dr. Werner Voss

Gründer und Leiter der dermatest® GmbH, Medical Research Company

„Das ZEITGARD Anti-Age Device kann die Haut glätten, weil es bis ins Bindegewebe vordringt, das für die Faltenbildung der Haut ganz entscheidend ist. Wenn dies besser und strammer ist, werden kleine, und teilweise auch Mimikfalten, wesentlich verbessert.“

Das sagen Nutzer:*

Sofort sichtbare und spürbare Ergebnisse **80%**
der Probanden bestätigen

Deutliche Verjüngung des Augenbereiches **70%**
der Probanden bestätigen

Nachhaltige Veränderung der Spannkraft der Haut **90%**
der Probanden bestätigen

Das komplette ZEITGARD Anti-Age Management für beste Wirksamkeit



*Dermatest-Studie an 40 Probanden im Juli & August 2015
Im Vergleich zu klassischen Kosmetik-Anwendungen

Sie sind überzeugt und interessieren sich für unser innovatives ZEITGARD Anti-Age Device und die passenden Anti-Age-Produkte? Sprechen Sie mit Ihrem LR Partner!

Der Verkauf der LR Produkte erfolgt über LR Partner/innen.

LR
HEALTH & BEAUTY

ZEITGARD
FOR TIMELESS BEAUTY



**ANTI-AGE SYSTEM:
FALTEN EINFACH GLÄTTEN**

DE

Best.Nr.: 94402-001

More quality for your life.

Die neue ANTI-FALTEN-POWER

Mit dem Anti-Age System, dem zweiten Schritt des Anti-Age Managements, gehören Falten der Vergangenheit an. Im Zusammenspiel mit den speziell auf unterschiedliche Ansprüche abgestimmten Anti-Age-Produkten können Alterungserscheinungen direkt und gezielt verringert werden. Durch die thermische Heiß-/Kalt-Methodik des ZEITGARD Anti-Age Devices werden die Anti-Age-Wirkstoffe tief in die Hautschichten transportiert, in die normalerweise keine Hautcreme eindringt, und dort optimal eingearbeitet. So können sie gezielt von innen heraus ihre faltenaufpolsternde Wirkung entfalten. Für ein Gesicht, das jünger, vitaler und um Jahre attraktiver aussieht.

Verminderte Faltentiefe
und weniger Schwellungen

Frischer und jugendlich wirkender
Augenbereich durch zusätzliches
Plus an Feuchtigkeit

Verbesserung und Revitalisierung
der Hautstruktur durch tiefenwirk-
same Nährstoffversorgung und
Stimulation tieferliegender
Hautschichten



Einfache Anwendung FÜR GLATTERE HAUT

Tragen Sie das jeweilige Produkt auf die dafür vorgesehene Gesichtspartie auf. Anschließend arbeiten Sie die Wirkstoffe des Produkts mit der Wärme- und Vibrationsfunktion des Devices in Ihre Haut ein. Um die Wirkstoffe länger in der Haut zu behalten, arbeiten Sie nun mit der Kälte- und Vibrationsfunktion nach. Abschließend reinigen Sie das Device mit dem LR Microsilvertuch.

4 MINUTEN TÄGLICH



Deutliche Verlangsamung
der Hautalterung

Langzeit Reduktion von Falten

Das Erscheinungsbild der
Haut wird deutlich verbessert



Einzigartige TECHNOLOGIE

Das ZEITGARD Anti-Age Device setzt eine Kombination aus Thermo-Technologie und Vibration ein. Dies sind zwei aus der Dermatologie bereits bekannte Verfahrensweisen und Techniken, die die hauteigenen Vorgänge und Anpassungsreaktionen nutzen.

WÄRME

Die Erwärmung auf ca. 42° C nutzt die Hautmechanismen maximal und dennoch sicher aus und ermöglicht so die ideale Vorbereitung für die kosmetischen ZEITGARD Anti-Age-Produkte. Diese können besonders tief und wirkungsoptimal in die Haut eingebracht werden.



KÄLTE

Durch die Kältephase des Anti-Age Devices wird nun die zweite Schutzreaktion der Haut angesprochen. Entsprechend wird den Poren signalisiert, sich zu schließen. Das sich bereits in der Haut befindliche Anti-Age-Produkt wird also in gewisser Weise eingeschlossen und kann aus dem Inneren heraus seine Wirkung entfalten.



VIBRATION

Beide oben genannten Effekte werden durch die Vibration des Devices unterstützt. Zum einen befördert die Vibration das Produkt tiefer in die Hautschicht hinein. Zum anderen wird so die Wirkstoffaufnahme der Haut optimiert – die Zellen erfahren so einen „Energie-Kick“.

